



## دستگاه قالب گیری بافت (بلوکه کردن بافت)

- دارای مخزن ذوب پارافین از جنس استیل ضد زنگ با ظرفیت ۳/۵ لیتر
- توانایی تنظیم دمای مخزن ذوب از دمای محیط تا +۱۰۰ درجه سانتیگراد
- توانایی تنظیم صفحه گرم کننده از دمای محیط تا +۱۰۰ درجه سانتیگراد
- دارای هات پلیت از جنس آلومینیوم آنادایز شده به ابعاد ۳۲×۲۷ سانتیمتر
- دارای نازل خروجی مجهز به شیر برقی قابل کنترل با فوت سوئیچ
- دارای فوت سوئیچ (پدال پایی) برای استفاده آزادانه از دو دست
- دارای کثو زیر صفحه گرم کننده برای جمع آوری پارافین اضافی
- دارای المنت گرمکن (هیتر) جداگانه برای شیر نازل خروجی پارافین
- دارای هولدر فورسپس شش خانه از جنس آلومینیوم و چراغ روشنایی LED
- دارای کنترل پنل برای تنظیم دیجیتال صفحه گرم کننده و مخزن ذوب پارافین
- دارای نمایشگر LED برای مشاهده دماهای تنظیم شده و دماهایی واقعی
- دارای حافظه داخلی برای ذخیره کلیه تنظیمات دستگاه
- دارای یکسال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش

## TE100 Tissue Embedding Unit

**TE100** is composed by paraffin container, dispensing unit, heated working area. The ergonomically elevated heated working area is illuminated with LED light and allows comfortable processing of specimen.

**TE100** LCD display of control panel; you can visualize all the temperatures. The user is allowed to set the parameters through the menu function.

**TE100** easy-to-operate control panel consists of a membrane keyboard with push button for instrument

**TE100** is equipped with:

- Paraffin melting tank made of stainless steel, max capacity 3.5 liter
- Hot plate to perform embedding operations, equipped with canals to collect and drain the paraffin in excess to drawer, made of aluminum
- Paraffin dispenser with metering knob for a constant flow rate regulation. The working area is properly illuminated by a cold light source
- Foot switch for paraffin flow activation without using operator's hands
- Heating forceps holders on both sides of Paraffin dispenser

