



## دستگاه پارافین ذوب کن مدل PD100 پویا ابزار آزما

- مخزن ذوب پارافین فولادی با ظرفیت ۵ لیتر دارای پوشش نچسب سیاه رنگ
- توانایی تنظیم دمای مخزن ذوب پارافین از دمای محیط تا +۱۰۰ درجه سانتیگراد
- دارای کنترل پنل دیجیتال برای تنظیم دمای مخزن ذوب پارافین
- دارای نازل خروجی مجهز به شیر برقی قابل کنترل با فوت سوئیچ
- دارای فوت سوئیچ (پدال پای) برای استفاده آزادانه از دو دست
- دارای المنت گرمکن (هیتر) مجزا برای شیر خروجی پارافین
- نمایشگر LED برای مشاهده دمای واقعی و تنظیم شده
- دارای حافظه داخلی برای ذخیره کلیه تنظیمات دستگاه
- دارای بدنه خارجی فولادی با پوشش رنگ الکترو استاتیک
- دارای یک سال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش

### PD100 Paraffin Wax Dispenser

PD100 Paraffin Wax Dispenser is designed for melting and dispensing paraffin in pathology and histology laboratories. It can hold up to 5 liters of molten paraffin at a thermostatically controlled temperature. Molten paraffin is dispensed through a non-drip, heated electric tap controlled by foot switch. Separate tap heater ensures an even flow of paraffin wax. Dispenser tap controls paraffin wax delivery and can be locked in the open position if required. The durable metallic exterior casing is easy to clean and paraffin wax reservoir is for good thermal conductivity and improved temperature control. PD100 Paraffin Dispenser has high heating performance and provides precise temperature regulation.

#### Features:

- Accurate digital temperature control system
- Digital temperature display
- Non-drip, heated electrical tap
- Metallic exterior casing and reservoir with electrostatic powder coating
- Foot switch for paraffin flow control
- Over temperature security cut off system
- Digital timer for auto power on/off

#### Technical specifications:

- Paraffin tank capacity: Max. 5 Lit.
- Range of temperature setting: Ambient temp. to 100 °C
- Temperature accuracy:  $\pm 1$  °C
- Working voltage: AC 220 V / 50 Hz
- Power: 1000 VA



ایران  
از کالای  
حما

تلفن: ۰۲۱- ۸۸۳۲۷۷۳۰ - فکس: ۰۲۱- ۸۸۴۹۴۲۶۶ - تلفن همراه: ۰۲۱- ۵۳۷۳۲۷۸-۹۱۲  
[www.Labset.ir](http://www.Labset.ir)    [sales@Labset.ir](mailto:sales@Labset.ir)  
[Pathology\\_equipment@Pathology\\_equipment](mailto:Pathology_equipment@Pathology_equipment) @ کانال تلگرام    [Pathology.equipment@gmail.com](mailto:Pathology.equipment@gmail.com) ایمیل

